

FICHA TECNICA “COLCHON ANTIESCARAS CELDAS DE AIRE”

NOMBRE:	COLCHON ANTIESCARAS CELDAS DE AIRE
MEDIDAS:	Ancho 90 cm. Largo 205 Alto 12 cm
FABRICANTE:	FOSHAN KANO MEDICAL DEVICE SCIENCE & TECH CO., LTD.
PAÍS DE FABRICACIÓN:	CHINA
MARCA:	CAREMASTER
MODELO:	COLCHÓN ANTIESCARAS CELDAS DE AIRE CU-16



USO:

Colchón inflable de PVC

Diseñado con celdas de aire interconectadas las cuales ayudan a equilibrar la flexibilidad de presión que se adapta a los contornos de nuestro cuerpo. Equipo de larga vida y fácil de limpiar.

Características Técnicas

- Divido en 3 secciones modulares ajustables por separado. Veinte celdas por sección. Total de 60.
- Superficie de Celdas de aire flexibles
- Cada sección cuenta con una válvula de aire de seguridad independiente.
- Distribución de aire equitativa
- Presión
- Sistema de Compresión pasiva
- Hipoalergénico
- Antitranspirante
- Antihongos
- No inflamable
- Libre de látex
- Libre de DEHP
- Resiste desinfección externa
- Alivio total de presión
- Incluye bombín para inflado
- Incluye kit de reparación (set de parches y set completo de reparación)
- Incluye funda de colchón: removible, impermeable, lavable y desmontable

*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

- Incluye manual del usuario en español
- Peso neto 6 kg
- Resiste 136 kg de peso.
- Cada rectángulo es de 16,5 x 17,5cm.
-
- 3 secciones, en total 60 rectángulos.
- Cada sección es de 4 rectángulos de ancho x 5 rectángulos de largo.

*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

MANUAL DE USO

Eliminación, reciclaje y almacenamiento

Eliminación: Los componentes de los productos de este manual están asociados con peligros ambientales cuando se usa correctamente y cuando se desecha de acuerdo con todas las regulaciones locales / regionales. La incineración debe ser realizada por un servicio de residuos calificado y autorizado.

Reciclaje: comuníquese con una agencia de reciclaje local para determinar las opciones de reciclaje del producto.

Almacenamiento: Limpiar y desinfectar el producto antes de guardarlo. Abra la (s) válvula (s) de inflado.

Desinfe el producto (separe las secciones del producto). Almacenar el producto en un recipiente que proteja al producto de la humedad, contaminantes y daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



Advertencia:

- Inspeccione el producto en busca de daños y reemplácelo si es necesario.
- La limpieza y la desinfección son procesos separados. La limpieza debe preceder a la desinfección.
- Antes de usarlo por otra persona: limpie, desinfecte y verifique que el producto funcione correctamente.
- Siga todas las pautas de seguridad del fabricante sobre envases de lejía y desinfectantes germicidas.
- Nota sobre la esterilización: las altas temperaturas aceleran el envejecimiento y dañarán el ensamblado del producto. Los productos que

aparecen en este manual no están empaquetados en condiciones estériles, ni están destinados para eso o se requiere que sean esterilizados antes de su uso.

Si el protocolo de la institución exige esterilización: Primero, siga las instrucciones de limpieza y desinfección; luego, abra la válvula de inflación y use la temperatura de esterilización más baja posible, pero que no exceda los 70 ° C (158 ° F), durante el menor tiempo posible. NO esterilice en autoclave.



Precauciones de cuidado: Las válvulas deben estar cerradas. NO permita que entre agua o solución limpiadora al producto. NO lavar a máquina ni desinfectar el cojín ni secar a máquina.

El uso de lo siguiente puede dañar el colchón: abrasivos (lana de acero, estropajos); detergentes cáusticos para lavavajillas automáticos; productos de limpieza que contienen petróleo o solventes orgánicos, incluyendo acetona, tolueno, Metil etil cetona (MEK), nafta, líquido de limpieza en seco, removedor de adhesivos; lociones basadas en aceite, lanolina o desinfectantes fenólicos; gas ozono; métodos de limpieza con luz ultravioleta.

Para limpiar el sistema de revestimiento del colchón: Retire todas las correas.

Cierre la (s) válvula (s) y coloque el revestimiento en un fregadero grande. Lavar a mano usando jabón de manos líquido suave, líquido para lavar platos a mano, detergente para ropa o un detergente multiusos. Frote suavemente todas las superficies del producto, utilizando un cepillo de cerdas de plástico suave, una esponja o un paño. Enjuague con agua limpia. Secar al aire. NO exponer a luz solar directa.



*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

Para desinfectar el sistema de revestimiento del colchón: Repita las instrucciones de limpieza, usando 1 parte de blanqueador líquido doméstico por cada 9 partes agua. Mantenga el producto húmedo con la solución de lejía durante 10 minutos. Enjuague bien con agua limpia. Secar al aire.




Precauciones:

- Periódicamente, compruebe los componentes en busca de daños y reemplácelos si es necesario.
- Los cambios de altitud pueden requerir un ajuste en su producto.
- Mantenga el producto alejado de objetos afilados.
- Si un producto ha estado a temperaturas inferiores a 32 ° F / 0 ° C y presenta una rigidez inusual, deje que el producto para calentar a temperatura ambiente luego abra la (s) válvula (s) de aire. Enrolle y desenrolle el producto hasta que el material vuelve a ser suave y maleable.
- NO use ninguna válvula o celda de aire como asa para transportar o tirar del producto. Agarre el producto por la base o los bordes exteriores.
- NO permita que su producto entre en contacto con lociones a base de aceite o lanolina. Pueden degradar el material.
- La exposición prolongada al ozono puede degradar los materiales utilizados en un producto de neopreno, afectar el rendimiento del producto y anular la garantía del producto.

Detalle de Piezas

Contenidos del paquete:

El sistema de superposición de colchón incluye 3 secciones que se unen para un sistema completo, una bomba manual de doble acción, kit de reparación, correas superpuestas y manual de operación.



Repair Kit



Hand Pump



Overlay Straps

Uso Previsto

El sistema de colchón no es eléctrico, es ajustable, está dividido en zonas, es reactivo, está lleno superficies de apoyo que están destinadas a adaptarse a la forma de un individuo para proporcionar protección de la piel / tejidos blandos y tejidos profundos y un entorno para facilitar cicatrización de la herida. El colchón se debe utilizar sobre colchones clínicos, colchones de asilos de ancianos o del hogar. Hay un límite de peso de 136 kg cuando del tamaño adecuado para el colchón de la cama.

Inflar el sistema de colchón superpuesto



Advertencia: Todas las secciones del producto **DEBEN** estar infladas y ajustadas para garantizar una correcta inmersión y para proporcionar protección de la piel / tejidos blandos al individuo, incluida su áreas de riesgo (por ejemplo, cabeza, omóplatos, coxis, huesos de la cadera, talones).

- 1) Deslice la boquilla de goma de la bomba manual sobre la válvula de inflado.
- 2) Apriete la boquilla de la bomba manual y abra la válvula de inflado.
- 3) Agregue aire hasta que todas las celdas de aire estén infladas y la sección de superposición se arquee ligeramente.

*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.

- 4) Apriete la boquilla de la bomba manual y cierre la válvula de inflado completamente.
- 5) Retire la bomba manual.

Información de Seguridad Importante

Antes de utilizar el producto, lea las advertencias de este manual.



Precauciones:

- No debe ser utilizado por bebés u otras personas que estén en riesgo de asfixia.
- NO use un producto que esté subinflado o demasiado inflado, porque 1) los beneficios del producto podrían reducirse o eliminarse, lo que aumenta el riesgo para la piel y otros tejidos blandos, y 2) el usuario puede volverse inestable y vulnerable a las caídas. Siga cuidadosamente las instrucciones para inflación y ajuste. Si el producto no parece contener aire o si no puede inflar o desinflar el producto, consulte "Solución de problemas". Comuníquese de inmediato con su proveedor de equipos, distribuidor o Atención al cliente si el problema persiste.
- El proveedor del equipo o el médico debe configurar el producto.
- Mientras el producto esté en uso, continúe siguiendo todas las recomendaciones del médico para la protección de la piel, incluyendo cualquier programa para reposicionar regularmente al individuo.
- Los productos de amortiguación que aparecen en este manual de funcionamiento pueden introducir radiopacidades y son por lo tanto no son recomendables para uso con rayos-x. Las radiopacidades pueden interferir con el diagnóstico o procedimientos quirúrgicos que requieren imágenes radiográficas.
- NO use el producto como un dispositivo de flotación de agua (por ejemplo, un salvavidas). NO se apoyará en agua.
- NO exponga el producto a altas temperaturas, llamas abiertas o cenizas calientes. Pruebas o afirmaciones de certificación incluso por inflamabilidad, es posible que ya no se aplique a este dispositivo cuando se combina con otros productos o materiales. Verifique las declaraciones de prueba y certificación de todos los productos utilizados en combinación con este dispositivo.

-Si no puede realizar ninguna de las tareas descritas en este manual, solicite ayuda comunicándose con su médico, proveedor de



equipos, distribuidor o atención al cliente.

-NO utilice el producto como superficie de transferencia. NO reposicione el producto mientras está en uso.

-La superficie del cojín se adaptará a la temperatura circundante. Tome las precauciones adecuadas, especialmente cuando el cojín entra en contacto con piel desprotegida

*Las imágenes contenidas en este sitio son meramente ilustrativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad.